

Návod k použití

QUIXX® daily

Isotonický nosní sprej/ aerosol s mořskou vodou k čištění a zvlhčování nosu

QUIXX® daily neobsahuje léčiva, je to sterilní sprej bez zápachu k výplachu nosu, který napomáhá uvolnit nos při zánětu vedlejších nosních dutin, ucpaném nosu, senné rýmě, alergiích a v rámci péče o nos po jeho operaci. Koncentrace soli je přizpůsobena úrovni přirozené pro lidské tělo (0,9 %), a proto je nosní sprej jemný k Vašemu nosu, nevysušuje a nepoškozuje nosní sliznici, ani nezpůsobuje její změny.

QUIXX® daily obsahuje: přírodní mořskou vodu (zředěnou čištěnou vodou na úroveň přirozenou pro lidské tělo (0,9 %))

Jak QUIXX® daily zlepšuje Vaše dýchání

- Ředí hlen a tím ulehčuje jeho odstranění, např. při nachlazení a alergiích
- Ulevuje od místních příznaků akutních infekcí horních cest dýchacích a také akutního a chronického zánětu nosní sliznice a vedlejších nosních dutin
- Aktivně a důkladně pročišťuje nos, čímž redukuje bakterie, viry, alergeny a pyly, krusty, prach a nadbytek hlenu
- Má zvlhčující účinek a ulevuje od podráždění

QUIXX® daily má také následující výhody

- Neobsahuje léčiva, nezpůsobuje závislost, může být používán dlouhodobě
- Nádobka může být uchovávána ve vodorovné poloze, aniž by se vylila
- Lze používat až do poslední kapky (v nádobce nic nezůstává)
- Neobsahuje hořlavý hnací plyn ani konzervanty, je sterilní

Kdo může používat QUIXX® daily

Dospělí, děti ve věku 2 let nebo starší.

QUIXX® daily je také možné používat během těhotenství a kojení.

Jak používat QUIXX® daily

QUIXX® daily používejte vždy přesně podle tohoto návodu k použití. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek doporučujeme používat následujícím způsobem:

Quixx® daily používejte až 5krát denně, když přetrvávají obtíže se suchou nebo podrážděnou nosní sliznicí.

1. Podle potřeby se vysmrkejte.
2. Sejměte víčko z trysky.
3. Nádobku držte v libovolném úhlu a trysku jemně vložte do nosní dírky.
4. Mírně nakloňte hlavu na opačnou stranu než je nosní dírka, kterou chcete pročistit.
5. Stiskněte aplikátor nahoře na nádobce na 1-2 vteřiny.
6. Postupně vstříkňte sprej do jedné i druhé nosní dírky.
7. Po každém použití očistěte a osušte trysku a uzavřete víčkem.
8. Při vyplachování nosu doporučujeme používat přípravek nad dřezem nebo umyvadlem.

Z hygienických důvodů a kvůli zamezení vzájemného přenosu infekce mezi uživateli má být nádobka používána jen jedním uživatelem.



Kontraindikace

Známá precitlivělost na jakékoli složky tohoto přípravku.

Varování

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- Nepochichujte nebo nespalujte ani po použití.
- Chraňte před slunečním zářením.
- Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Preventivní opatření

• Používání tohoto přípravku více než jednou osobou může šířit infekce, vyčistěte trysku v mýdlové vodě a po každém použití ji vypláchněte horkou vodou..

Výdej zdravotnického prostředku možný bez lékařského předpisu.

Doba použitelnosti

36 měsíců

Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 12 měsíců. Díky speciální technologii ventilu bag-on-valve zůstává roztok sterilní až do poslední kapky.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Podmínky uchování

Uchovávejte při teplotě 15°C až 30°C.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Velikost balení

100 ml

[Symbol 5.1.1 manufacturer DIN EN ISO 15223-1:2012]

Výrobce

AURENA LABORATORIES AB, Fjärrviksvägen 22, SE-65350 Karlstad, Švédsko

[CE značka] 0413

Distributor

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicke Weg 125, 12489 Berlín, Německo

Datum revize

Únor 2017

[Symbol 5.2.4 sterile using irradiation DIN EN ISO 15223-1:2012]

[REF 1010-4]

[Ver: YYYY-MM-DD]

[Symbol 5.1.5 LOT DIN EN ISO 15223-1:2012]

[Symbol 5.1.4 sand glass DIN EN ISO 15223-1:2012]

Viz dno nádoby/krabičky

[Symboly kódu jazyka pro každou verzi podle ISO-639-1]